


抗ムサシ-2 (Msi2) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q96Dh6

商品番号: CM0030292



前書き

ムサシ-

2 (MSI2) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒトおよびマウスで実証済み、タンパク質分子量は35kDaです。幹細胞研究や神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ムサシ-2 (MSI2) ウサギ pAb
備考/別名	MSI2H; ムサシ-2 (MSI2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124540
GeneID	124540
免疫原	ヒトムサシ-2 (MSI2) (NP_620412.1) のアミノ酸1〜80番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96DH6
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	氷袋