


抗ムスカリン性Achr M2 (Acm2) モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P08172

商品番号: CM0004021



前書き

ヒトムスカリン性アセチルコリン受容体M2 (ACM2) に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAへの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ムスカリン性AChR M2 (ACM2) ウサギmAb
備考/別名	HM2; ムスカリン性AChR M2 (ACM2)
対象種	ヒト
GeneID	1129
免疫原	合成ペプチド：ヒトムスカリン性AChR M2 (ACM2) (P08172) のアミノ酸100〜200番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08172
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋梱包