


抗ムスカリン性アセチルコリン受容体M2 (Acm2)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08172

商品番号: CM0017838



前書き

ヒト ムスカリン性アセチルコリン受容体M2

(ACM2/CHRM2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット法とELISAで検証済み。このGタンパク質共役受容体に関連する神経科学研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Muscarinic AChR M2 (ACM2) Rabbit pAb
備考/別名	HM2; Muscarinic AChR M2 (ACM2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1129
GeneID	1129
免疫原	ヒト ムスカリン性アセチルコリン受容体M2 (ACM2) (NP_001006629.1) のアミノ酸208-388に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08172
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋