

Wb、Elisa用抗Muskポリクローナル抗体 - O15146

商品番号: CM0026360



前書き

ヒトMUSKに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。神経筋接合部の研究およびシナプスシグナル伝達の研究に最適です。97kDaタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUSK Rabbit pAb
備考/別名	CMS9; FADS; FADS1; MUSK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4593
GeneID	4593
免疫原	ヒトMUSK (NP_001159752.1) のアミノ酸424-783に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
タンパク質分子量	97kDa
配送	アイスパック