

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mut ウサギ ポリクローナル抗体 - P22033

商品番号: CM0028219



前書き

ヒトメチルマロニル-

CoAムターゼ (MUT) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリア代謝および代謝疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUT ウサギ pAb
備考/別名	MCM; MUT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4594
免疫原	ヒトMUT (NP_000246.2) のアミノ酸451-750を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22033
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ