

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mutyhポリクローナル抗体 - Q9Uif7

商品番号: CM0023266



前書き

DNA修復酵素であるヒトMUTYH（MYH）に対するウサギポリクローナル抗体。IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ラットとの交差反応性があります。酸化損傷およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUTYH ウサギpAb
別名	MYH; MUTYH
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4595
遺伝子ID	4595
免疫原	ヒトMUTYH (NP_001041636.1) のアミノ酸1〜265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UIF7
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋