


Wb、Elisa用Anti-Mvb12Aポリクローナル抗体 - Q96Ey5

商品番号: CM0018986



前書き

MVB12A Rabbit

pAbは、ヒトMVB12Aを免疫原としてウサギで作製したポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ラットと交差反応し、ESCRT-I複合体およびエンドサイトーシス輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MVB12A Rabbit pAb
備考/別名	CFBP; FAM125A; MVB12A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	93343
GeneID	93343
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMVB12A (NP_612410.1) のアミノ酸1-273に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q96EY5
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック