

WbおよびElisa用抗Mvdウサギモノクローナル抗体 - P53602

商品番号: CM0002643



前書き

ヒトMVD（ジホスホメバロン酸デカルボキシラーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットと交差反応し、分子量は43kDaです。コレステロール合成およびメバロン酸経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MVD ウサギmAb
備考／別名	MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4597
GeneID	4597
免疫原	合成ペプチド ヒトMVD（P53602）のアミノ酸250～350番領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P53602
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷袋