

Wb、Elisa用抗Mvkポリクローナル抗体 - Q03426

商品番号: CM0027403



前書き

ヒトメバロン酸キナーゼ（MVK）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。コレステロール代謝研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MVK ウサギ pAb
備考/別名	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4598
遺伝子ID	4598
免疫原	ヒト MVK (NP_000422.1) のアミノ酸40～300番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03426
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋梱包