


抗Mxd1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa） - Q05195

商品番号: CM0030600



前書き

ヒトMXD1（MAD）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。転写抑制、MYC拮抗、テロメラーゼ調節に関する研究に適しています。ヒトおよびラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MXD1ウサギpAb
備考/別名	MAD; MAD1; BHLHC58; MXD1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4084
遺伝子ID	4084
免疫原	ヒトMXD1（NP_002348.1）のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q05195
タンパク質分子量	25kDa
輸送	氷袋