

WbおよびElisa用抗Mxi1ウサギポリクローナル抗体 - P50539

商品番号: CM0015834

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗MXI1ウサギポリクローナル抗体。MYCに拮抗する転写抑制因子であるヒト、マウス、ラットのMXI1を検出します。がん研究および転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	MXI1ウサギpAb
備考/別名	MXI; MAD2; MXD2; bHLHe11; MXI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4601
遺伝子ID	4601
免疫原	ヒトMXI1 (NP_569157.2) のアミノ酸170〜295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50539
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ