

抗Mxi1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P50539

商品番号: CM0027859

前書き

ヒトMXI1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。MYC転写アンタゴニズムやヌクレオソーム制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MXI1 Rabbit pAb
別名	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4601
GeneID	4601
免疫原	ヒトMXI1（NP_569157.2）のアミノ酸76～295番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50539
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤