

Anti-Mybbp1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Bqg0

商品番号: CM0026381

前書き

MYBBP1A (P160/PAP2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
で検証済み；ヒト、マウス、ラットと反応します。転写およびリボソーム生物発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYBBP1A Rabbit pAb
備考/別名	P160; PAP2; Pol5; MYBBP1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10514
遺伝子ID	10514
免疫原	ヒト MYBBP1A (NP_055335.2) のアミノ酸 1104-1328 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQG0
タンパク質分子量	149kDa
配送	氷袋