

Wb、Elisa用抗Mybpc2ポリクローナル抗体 - Q14324

商品番号: CM0017318



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用途向けMYBPC2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMYBPC2を検出します。筋肉タンパク質の機能および収縮の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYBPC2 ウサギpAb
備考／別名	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4606
GeneID	4606
免疫原	ヒトMYBPC2 (NP_004524.3) のアミノ酸912～1141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14324
タンパク質分子量	128 kDa
輸送	保冷バッグ