

抗Mybpc2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q14324

商品番号: CM0025994



前書き

MYBPC2 ウサギpAbは、WB、IHC-P、ELISA用のポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのコアクチン結合タンパク質C速筋型（128kDa）を認識します。筋収縮および構造タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYBPC2 ウサギpAb
備考 / 別名	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
対象種	ヒト
GeneID	4606
免疫原	ヒトMYBPC2（NP_004524.3）のアミノ酸912～1141番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14324
タンパク質分子量	128kDa
発送方法	氷袋梱包