


Wb、Elisa用抗Myd88モノクローナル抗体 - Q99836

商品番号: CM0006860



前書き

ヒトMyD88に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。TLR/IL-1Rシグナル伝達および自然免疫に関する研究用途に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MyD88ウサギmAb
備考／別名	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4615
遺伝子ID	4615
免疫原	ヒトMyD88 (NP_002459.3) のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99836
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ