


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Myd88ウサギポリクローナル抗体 - Q99836

商品番号: CM0015939



前書き

MyD88に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。MyD88はTLR/IL-1R自然免疫シグナル伝達経路における中心的なアダプターです。免疫学および炎症性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MyD88 Rabbit pAb
備考/別名	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4615
GeneID	4615
免疫原	ヒトMyD88 (NP_002459.2) のアミノ酸60～309番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99836
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤