


Anti-Myd88 ウサギPolymab® モノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q99836

商品番号: CM0004886



前書き

高品質なMyD88 ウサギPolymAb®

モノクローナル抗体（WB、IP、ELISA用）です。TL R/IL-

1R自然免疫シグナル伝達の重要なアダプターである、ヒトおよびマウスMyD88を検出します。分子量は33kDaです。製品コードQ99836。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MyD88 ウサギPolymAb®
別名	WMI; IMD68; MYD88D
対象種	ヒト
遺伝子ID	4615
免疫原	ヒトMyD88（NP_002459.3）のアミノ酸50～150番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ウエスタンブロッティング(WB)、免疫沈降(IP)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q99836
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋梱包