

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Myef2ポリクローナル抗体 - Q9P2K5

商品番号: CM0020821

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに使用できる高品質なMYEF2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMYEF2を検出します。ミエリン遺伝子転写抑制因子を標的とし、神経科学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYEF2 ウサギpAb
備考/別名	MEF-2、MST156、myEF-2、MSTP156、HsT18564、MYEF2
種	ヒト
GeneID	50804
免疫原	ヒトMYEF2（NP_001288139.1）のアミノ酸1〜120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2K5
タンパク質分子量	64 kDa
発送	保冷剤