

Wb用抗ミエリン塩基性タンパク質（Mbp）モノクローナル抗体 - P02686

商品番号: CM0010485



前書き

ヒトミエリン塩基性タンパク質（MBP）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。神経科学およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミエリン塩基性タンパク質ウサギmAb
備考／別名	MBP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4155
GeneID	4155
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02686
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ