


Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用抗ミエリン塩基性タンパク質（Mbp）ウサギポリクローナル抗体 - P02686

商品番号: CM0019669



前書き

ヒトミエリン塩基性タンパク質（MBP）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。神経科学および脱髄研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミエリン塩基性タンパク質ウサギpAb
備考／別名	MBP; ミエリン塩基性タンパク質
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4155
免疫原	ヒトミエリン塩基性タンパク質（NP_001020272.1）のアミノ酸80～165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02686
タンパク質分子量	33 kDa
輸送	保冷剤