


Wb用抗ミエリン塩基性タンパク質マウスモノクローナル抗体 - P02686

商品番号: CM0012780



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISA用抗ミエリン塩基性タンパク質（MBP）マウスモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。33

kDaのバンドを検出します。神経生物学および多発性硬化症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミエリン塩基性タンパク質マウスmAb
備考/別名	MBP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4155
GeneID	4155
免疫原	ヒトミエリン塩基性タンパク質（NP_001020272.1）のアミノ酸1〜304に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02686
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ