

Wb、If/Icc、Ihc- P、Elisa用抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質モノクローナル抗体 - Q16653

商品番号: CM0012557

前書き

ヒトミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質（MOG）を標的とするウサギモノクローナル抗体。MOGは中枢神経系（CNS）特異的なミエリンタンパク質であり、風疹ウイルスの受容体です。WB、IF/ICC、IHC-
P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質 ウサギmAb
備考/別名	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4340
GeneID	4340
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16653
タンパク質分子量	28kDa
配送	保冷バッグ