

WbおよびElisa用抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質 ウサギポリクローナル抗体 - Q16653

商品番号: CM0030651

前書き

WBおよびELISA用、ヒト

ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質（MOG, Q16653）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します；組換え免疫原（aa 30-154）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Myelin oligodendrocyte glycoprotein Rabbit pAb
備考/別名	BTN6; BTNL1; MOGIG2; NRCLP7; Myelin oligodendrocyte glycoprotein
種	ヒト
GeneID	4340
免疫原	ヒト ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質（NP_996532.2）のアミノ酸30-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16653
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋