


Wb用抗ミエリンタンパク質ゼロ（Mpz）モノクローナル抗体 - P25189

商品番号: CM0007560



前書き

ヒトのミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応します。末梢神経系の髄鞘形成およびニューロパチー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）ウサギmAb
備考／別名	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; ミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4359
免疫原	ヒトミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）（NP_000521.2）のアミノ酸149～248内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P25189
タンパク質分子量	28 kDa
配送	保冷バッグ