


Wb、Elisa用抗ミエリンタンパク質ゼロ（Mpz）ポリクローナル抗体 - P25189

商品番号: CM0021694



前書き

ヒトミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。末梢神経の髄鞘形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）ウサギpAb
備考／別名	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; ミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4359
遺伝子ID	4359
免疫原	ヒトミエリンタンパク質ゼロ（MPZ）（NP_000521.2）のアミノ酸30～153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25189
タンパク質分子量	28 kDa
輸送	保冷バッグ