


抗ミエロブラスチン（プロテイナーゼ3/Pr3）ウサギモノクローナル抗体（IF-P、Elisa用） - P24158

商品番号: CM0003868



前書き

ヒトプロテイナーゼ3（PR3/Myeloblastin）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。IF-PおよびELISAで検証済み。好中球セリンプロテアーゼ（主要なc-ANCA自己抗原）を認識します。 - P24158

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Proteinase 3/PR3 Rabbit mAb
備考/別名	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5657
GeneID	5657
免疫原	合成ペプチド ヒトプロテイナーゼ3/PR3（P24158）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24158
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ