

抗ミエロペルオキシダーゼ（Mpo）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P05164

商品番号: CM0013890



前書き

ヒトミエロペルオキシダーゼ（MPO）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMPOを検出します。好中球細胞外トラップ（NET）形成、自然免疫、および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Myeloperoxidase (MPO) Rabbit pAb
備考/別名	MPO; Myeloperoxidase (MPO)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4353
遺伝子ID	4353
免疫原	組換えタンパク質；ヒトミエロペルオキシダーゼ（MPO）（NP_000241.1）のアミノ酸606-745に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05164
タンパク質分子量	84kDa
配送	氷袋