

抗ミエロペルオキシダーゼ (Mpo) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用) - P11247

商品番号: CM0022233

前書き

マウスミエロペルオキシダーゼ (Mpo) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットサンプル中のMpoを検出し、好中球生物学、NETosis、酸化免疫応答の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス Mpo ウサギ pAb
備考/別名	mKIAA4033; マウス Mpo
種	マウス
GeneID (ヒト)	4353
GeneID	17523
免疫原	マウスMpo (NP_034954.2) のアミノ酸16-718に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11247
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ