

抗Myh1ポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応) - P12882

商品番号: CM0025873

前書き

ヒトMYH1（ミオシン-1、MyHC-2x）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。W B、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。聴覚機能および筋肉研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH1 ウサギpAb
備考/別名	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D; MYH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4619
GeneID	4619
免疫原	ヒトMYH1の1-100アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_005954.3)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12882
タンパク質重量	223 kDa
配送	アイスバック