

Wb、If-P、Elisa用抗Myh13ポリクローナル抗体 - Q9Ukx3

商品番号: CM0017603

前書き

ヒトMYH13（ミオシン13）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。眼筋および喉頭筋における横紋筋の速筋収縮の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH13 ウサギpAb
備考/別名	MyHC-eo; MyHC-IIL; MYH13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8735
GeneID	8735
免疫原	ヒトMYH13（NP_003793.2）のアミノ酸1240～1320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UKX3
タンパク質分子量	224 kDa
輸送条件	保冷バッグ