

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Myh4ポリクローナル抗体 - Q9Y623

商品番号: CM0024560

前書き

ヒトMYH4（Myosin-4、MyHC-2b）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。骨格筋収縮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH4 Rabbit pAb
備考/別名	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb; MYH4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4622
免疫原	合成ペプチド ヒトMYH4 (NP_060003.2) のアミノ酸1500-1600内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y623
タンパク質分子量	223 kDa
配送	アイスバッグ