

## 抗Myh4/Myh2B ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - Q9Y623

商品番号: CM0011555

### 前書き

ミオシン4（MYH4/MyHC-IIb）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分子量は223kDaで、筋肉研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                 |
|------------|---------------------------------------------------|
| 製品名        | MYH4 ウサギmAb                                       |
| 別名         | MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb                          |
| 種          | ヒト                                                |
| GeneID（ヒト） | 4622                                              |
| GeneID     | 4622                                              |
| 免疫原        | ヒトMYH4（NP_060003.2）のアミノ酸1500～1600領域の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                               |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                         |
| 適用用途       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS      | Q9Y623                                            |
| タンパク質分子量   | 223kDa                                            |
| 発送方法       | 保冷剤                                               |