


抗Myh6/A-Mhc ウサギポリクローナル抗体 - Q02566

商品番号: CM0026875



前書き

マウスMYH6/α-MHC（ミオシン-6）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応性あり。心筋研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH6/α-MHC ウサギ pAb
備考/別名	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	4624
GeneID	17888
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q02566
タンパク質分子量	224kDa
発送	保冷バッグ