

Wb、If-P、Elisa用抗Myh6/Myh7モノクローナル抗体 - P13533 / P12883

商品番号: CM0008754

前書き

MYH6/MYH7 Rabbit mAbは、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAアプリケーションで検証されたモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの心筋ミオシン重鎖アイソフォームを検出します。心血管疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	MYH6/MYH7 Rabbit mAb
備考/エイリアス	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4624/4625
免疫原	合成ペプチド：ヒトMYH6/MYH7 (NP_002462.2) のアミノ酸1730-1830内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13533/P12883
タンパク質分子量	223kDa
配送	氷袋