


抗Myh7ウサギポリクローナル抗体 - P12883

商品番号: CM0024256



前書き

ヒトMYH7（ミオシン-7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。心臓/遅筋骨格筋のモータータンパク質。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。筋収縮および心筋症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH7ウサギpAb
備考/別名	CMH1, MPD1, SPMD, SPMM, CMD1S, MYHCB, CMYP7A, CMYP7B, MYH7
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4625
遺伝子ID	4625
免疫原	ヒトMYH7（NP_000248.2）のアミノ酸1240-1340に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12883
タンパク質分子量	223 kDa
輸送	氷袋