

Anti-Myh7/β-Mhc モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P12883

商品番号: CM0006964



前書き

ヒトMYH7/β-

MHC（ミオシン重鎖7）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。筋収縮および心筋症の研究に適しています。予測分子量は223 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH7/β-MHC Rabbit mAb
備考/別名	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/β-MHC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4625
遺伝子ID	4625
免疫原	ヒトMYH7/β-MHC (NP_000248.2) のアミノ酸1700-1800領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P12883
タンパク質分子量	223kDa
配送	氷袋