

Wb、If-P、Elisa用 抗Myh7/β-Mhc ウサギPolymab®モノクローナル抗体 - P12883

商品番号: CM0007099



前書き

MYH7/β-

MHC（ミオシン重鎖7、心臓ベータアイソフォーム）に対するウサギ組換えモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF-P、ELISAで検証済み。筋収縮および心筋症の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH7/β-MHC ウサギ PolymAb®
備考/別名	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
種	ヒト
遺伝子ID	4625
免疫原	ヒト MYH7/β-MHC (NP_000248.2) のアミノ酸1240-1340に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12883
タンパク質分子量	223kDa
発送	保冷バッグ