


Anti-Myh9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P35579

商品番号: CM0013875



前書き

MYH9 Rabbit pAbは、WB、IHC-P、ELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、ヒトおよびマウスのMYH9/Myosin-9と反応します。細胞運動性および細胞質分裂の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH9 Rabbit pAb
備考/エイリアス	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4627
遺伝子ID	4627
免疫原	ヒトMYH9 (NP_002464.1) のアミノ酸1711-1960に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35579
タンパク質分子量	227kDa
配送	アイスバッグ