

Wb、Elisa用 Anti-Myl1 ポリクローナル抗体 - P05976

商品番号: CM0024714

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質MYL1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応性あり。予測分子量21kDa。骨格筋研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYL1 ウサギ pAb
備考/別名	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4632
GeneID	4632
免疫原	ヒトMYL1 (NP_524146.1) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05976
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ