

ウェスタンブロット用抗Myl12Aポリクローナル抗体 - P19105

商品番号: CM0025727

前書き

ヒトMYL12A (MLC-2B)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済み。アミノ酸92-
171を含む組換え免疫原。ミオシン制御および細胞運
動性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYL12A Rabbit pAb
備考/別名	MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10627
GeneID	10627
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMYL12A (NP_006462.1) のアミノ酸92-171に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19105
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋