

Wb、If-P、Elisa用 抗MyI2 ウサギ ポリクローナル抗体 - P10916

商品番号: CM0015303



前書き

MYL2 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットの心室/心筋ミオシン調節軽鎖2を特異的に検出します。心筋収縮および心筋症研究におけるWB、IF-

P、ELISAアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYL2 ウサギ pAb
備考/別名	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4633
GeneID	4633
免疫原	ヒトMYL2のアミノ酸1-166に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000423.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P10916
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ