

抗MyI3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P08590

商品番号: CM0028959



前書き

MYL3ウサギポリクローナル抗体（P08590）は、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。心筋およびミオシン研究に最適です。CamelBioのワンストップ調達をご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYL3 ウサギ pAb
別名	CMH8, VLCl, VLCl, MLCIV, MLCISB, MLC-IV/sb, MYL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4634
GeneID	4634
免疫原	ヒトMYL3 (NP_000249.1) のアミノ酸1-195番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08590
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤