

Wb、Elisa用抗Myl9モノクローナル抗体 - P24844

商品番号: CM0011354

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの、MYL9に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのミオシン調節軽鎖9（P24844）を認識します。ミオシン調節軽鎖9は、平滑筋および非筋細胞の収縮性を制御する重要な因子です。細胞骨格および細胞運動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYL9ウサギmAb
別名／エイリアス	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10398
遺伝子ID	10398
免疫原	ヒトMYL9（P24844）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24844
タンパク質分子量	20kDa
配送	保冷剤