

抗Myl9ウサギPab Wb、 If-P、 Elisa用 - P24844

商品番号: CM0030134

前書き

ヒトMYL9（ミオシン調節軽鎖9）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF-P）、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラット検体中の内在性MYL9を検出し、平滑筋および細胞運動性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MYL9 ウサギpAb
別名	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10398
GeneID	10398
免疫原	合成ペプチド；ヒトMYL9 (NP_006088.2) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24844
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	保冷剤