

Wb、Elisa用 Anti-Mylip ポリクローナル抗体 - Q8Wy64

商品番号: CM0026708



前書き

コレステロール代謝に重要なE3ユビキチンリガーゼであるMYLIP (IDOL/MIR) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYLIP ウサギ pAb
備考/別名	MIR; IDOL; MYLIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29116
GeneID	29116
免疫原	ヒトMYLIP (NP_037394.2) のアミノ酸266-445に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WY64
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ