

Wb、If/Icc、Elisa用抗Myo10ポリクローナル抗体 - Q9Hd67

商品番号: CM0015915



前書き

ヒトMYO10（ミオシンX）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。フィロポジアの形成およびアクチン依存性運動に関与しています。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYO10 Rabbit pAb
備考/別名	MyoX; MYO10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4651
GeneID	4651
免疫原	ヒトMYO10（NP_036466.2）のアミノ酸845-944に相当する配列を含むシグナルなし組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HD67
タンパク質分子量	237kDa
配送	アイスバッグ