

WbおよびElisa用 抗Myo18A ウサギポリクローナル抗体 - Q92614

商品番号: CM0027718

前書き

ヒト非定型ミオシンXVIIIa（MYO18A）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットとの交差反応性があります。WBおよびELISAで検証済み、ゴルジ体輸送、マクロファージ機能、細胞骨格ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYO18A ウサギ pAb
備考/別名	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	399687
免疫原	ヒトMYO18A（NP_510880.2）のアミノ酸1970-2054に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92614
タンパク質分子量	233kDa
輸送	保冷バッグ