

## Wb、Elisa用 抗Myo19 ウサギモノクローナル抗体 - Q96H55

商品番号: CM0003787

### 前書き

ヒトMYO19 (MYOHD1)

に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラット、サルと反応します。ミトコンドリアダイナミクスと遺伝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                 |
|------------|---------------------------------------------------|
| 製品名        | MYO19 ウサギ mAb                                     |
| 備考/別名      | MYOHD1; MYO19                                     |
| 種          | ヒト                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 80179                                             |
| 遺伝子ID      | 80179                                             |
| 免疫原        | ヒトMYO19 (Q96H55) のアミノ酸450-650に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                               |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                         |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット、サル                                     |
| SWISS      | Q96H55                                            |
| タンパク質分子量   | 109kDa                                            |
| 輸送         | 保冷バッグ                                             |