

Anti-Myo1B ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43795

商品番号: CM0003333

前書き

ヒトMYO1Bを標的とするウサギ組換えモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。神経細胞移動、神経突起伸長、および小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYO1B Rabbit mAb
備考/別名	MM1a, myr1, MYH-1c, MMI-alpha, MYO1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4430
GeneID	4430
免疫原	ヒトMYO1B (NP_001123630.1) のアミノ酸916-1136に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O43795
タンパク質分子量	132kDa
配送	アイスバッグ